

Stand 04. März 2014 / Änderungen vorbehalten

Konvertierformate

Dateiendung	System
.3cs	Procera™
.cdt - .sdt - .idt	Sirona™
.cof - .xtl - .ftp	Sweden&Martina™
.nmdl - .scn - .ftp	Etkon™
.art	Cercon™
.dcm - .stl	3shape™
.box - .cad	Cyrtina™
.ccd1 - .ccd2	Lava (3M)™
.stl	Laserdenta™
.stl	Dentalwings™
.stl	Wieland™
.stl	Evirsa™
.stl	Scansystem™
.stl	OpenTechnology™
.stl	Imetric™

Der Preis pro Datensatz-Konvertierung ist bei anschließender Fertigung von white digital dental inklusive.
Für die Datensatz-Konvertierung zur Fremdfertigung müssen wir eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10€ berechnen.

Eine verlustfreie Konvertierung der Daten kann nicht vorbehaltlos garantiert werden.